

体部定位板参数

1. 兼容 MRI 材料, 能够进入 CT 扫描孔径内。
2. 有腹股沟片, 将腿部分开, 腹股沟片卡扣位置 8 档可选;
3. 可配合真空垫一起使用。
4. 可用定位杆固定在床板上。
5. 中部开窗, 进一步减少射线的衰减
6. 重量<5kg, 尺寸: 长>76cm, 宽<61cm, 厚<5cm
7. 6 x 6 照射野, 18MV 能量衰减<3.7%