

后装转运床参数

技术参数:

1、可用于后装患者施源器安置后在 CT 检查床与后装治疗室之间的转运，用于病人的位置移动，以减少病人在移位过程中受到伤害；

2、电动移位装置采用碳纤维、铝合金、聚甲醛制成，病人转移板采用碳纤维复合材料制成；移动滑垫采用采用聚甲醛；

2.1 电动移位装置可实现床平面上下升降，移位车附带可充、放电的电池盒，使用过程中不需插接电源

2.2 电动移位装置上设置有转移板，后装床高度设置好与治疗床或病床高度一致时可直接推拉转移

2.3 转移板上设置高耐磨防刮滑条，能轻松移动转移板并调整转移板位置

2.4 脚踩式刹车，一键实现 4 轮锁定和解锁

3、尺寸：≥1540mm×650mm，床面上具有多组头枕卡位孔，方便适应不同身高病人

4、移动车:

4.1、双电机设置，单电机最大≥4000N 推力，电动升降范围：650mm-880mm，承重 200Kg

4.2、护栏：全碳纤维材质，可快速升起和落下，落下后不占用空间可使后装床贴紧治疗床，便于过床转移；

4.3、电源：2 个 12V、20.3Ah 免维护电池

4.4、2 个推压锁止结构安装于转移车上，可快速固定或者松开转移床板

5、智能触控屏:

5.1、尺寸：5 英寸全彩触控屏

5.2、可设置常用后装高度、常用 CT 高度，一键升降

5.3、带电量显示、设置高度显示、实时高度显示

6、转移床：采用碳纤维材质，尺寸 $\geq 1300 \times 451\text{mm}$ ，两边各有 2 个与转运床板连接的整体式把手，底部带有防刮耐磨材质制成的滑条

7、施源器夹：可拆卸式 5 自由度一键锁紧，带刻度显示，方便复位

8、具有声音警示按钮，便于转运途中提醒行人注意

9、腿托：材质采用碳纤维+POM，整体高度 8 档可调、俯仰无级可调；腿托外展最大夹角： 100°

产品配置:

- 1、 医用转运车 × 1 台
- 2、 碳纤维转移板 × 1 块
- 3、 腿托 × 2 个
- 4、 施源器夹 × 1 个
- 5、 电源充电器 × 1 套
- 6、 说明书 × 1 份
- 7、 合格证 × 1 个