


温灸仪参数

- 
- 1、环境温度: $5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$;
 - 2、相对湿度: $\leq 80\%$;
 - 3、大气压力: $70\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$;
 - 4、电源: AC220V 50Hz;
 - 5、最大输入功率: 1200VA。
 - 6、安全类型 I 型, B 型应用部分。
 - 7、运行模式: 连续运行。
 - 8、温度控制及误差加热装置的温度应可在 35°C - 45°C - 55°C 三挡可调, 误差 $\leq \pm 10\%$ 。
 - 9、治疗时间及误差加热装置治疗时间应可在 1min~99min 范围设置, 误差 $\leq \pm 5\%$ 。最小调节时间设定为 1min。
 - 10、连续无故障工作时间温灸仪的连续无故障工作时间不得低于 1000h。

原理: 利用电加热的原理, 采用靶向导入法, 功率 12W, 内部温度 190° 至 260° , 外部温度 45° 至 55° , 释放功能温度 170° 至 190° , 可充分发挥艾绒药草包的药性。★

特性: 利用电、磁、波、远红红外线功能, 无烟、无名火, 无创伤, 安全环保, 不影响环境。操作简单, 几个按键就轻松搞定, 节省时间和精力。特别是能量子的渗透力更强。能量被的作用: 聚温、防止外邪入侵。★

作用: 祛湿散寒、温阳补虚

特点:

- 1、温热功能---红外, 可控恒温★
- 2、艾的无烟燃烧功能---芳香★
- 3、区域性穴位刺激功能---红光 ★
- 4、生产工艺优势(简、便、安、美、效) 360 度立体旋转★
- 5、ISO9001 国际质量认证
- 6、纤维能量布---很好防热外散功能★
- 7、诊断功能: 5 分钟检测: 手心脚心出汗, 表示经络通畅。30 分钟检测: 手心脚心出汗, 全身发热即寒湿不重。全身无汗无发热, 寒湿过重。
- 8、适应症: 肩部僵硬、末梢神经麻痹、神经痛、腿部酸痛、免疫力低下、全身疲劳、胃痛、重感冒、颈椎间脖子痛、肩周炎、牙痛、高血压、脂肪肝、中风、低血压、减肥瘦身、失眠、精力减退、性机能衰弱、月经不调、男士前列腺等调理等功效