

序号	设备名称	参数	单位	数量
1	心电监护仪	<p>1. 基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含 ST 段测量及心律失常分析，需通过国家三类注册证明。</p> <p>2. ★监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级 Masimo/ Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、AG、ICG、C.O.、BIS 等参数。</p> <p>3. 便携式一体化监护仪，固定式提手。</p> <p>4. ★≥12.1 英寸 LED 显示屏，分辨率 800*600，触摸屏。</p> <p>5. ★支持手写中文输入。</p> <p>6. 心电：支持 3/5/12 导心电测量，具有智能导联脱落和多导同步分析功能。</p> <p>7. 具有 RR 间期分析功能，可统计病人监护时段 RR 间期的最大值、平均值、最小值以及标准差，供医生判断病人病情使用。</p> <p>8. ★具有 26 种心律失常和 ST 段分析功能。（提供检测报告证明文件）</p> <p>9. 心率测量范围：成人 15-300bpm，小儿/新生儿 15-350bpm，分辨率 ±1bpm。</p> <p>10. 加±750mV 的直流极化电压。</p> <p>11. 具有监护、诊断、手术、ST 模式。</p> <p>12. 呼吸测量范围：成人 0-120rpm，小儿/新生儿 0-150rpm。</p> <p>13. 具有心动干扰（CVA）识别功能。</p> <p>14. ★血氧：可选 Masimo 血氧，测量范围为 1%~100%；在 70%~100% 范围内，成人/儿童测量精度为 ±2%、±3%，新生儿为 ±3%。</p> <p>15. ★可显示灌注指数（PI），测量范围 0.02-20%。（提供证明文件）。</p> <p>16. NIBP 具有手动、自动、连续、整点测量模式。</p> <p>17. 具有 NIBP 分析功能，可查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，同时还可以看到收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值。</p> <p>18. 可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。</p> <p>19. IBP 监护可实时监测 PPV/SPV，IBP 波形叠加显示。</p> <p>20. 呼末 CO₂ 测量范围 0-190mmHg，awRR 测量范围 0-150rpm。</p> <p>21. 旁流 CO₂ 无需积水杯，无需清理，减少感染风险。</p> <p>22. 支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察界面、大字体界面、全屏 7 导界面、全屏 12 导界面等。</p> <p>23. 支持连接护士呼叫系统。</p> <p>24. 实时记录时间可设为：3 秒，5 秒，8 秒、16 秒、32 秒、连续。</p> <p>25. 具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。</p> <p>26. 五种计算功能：药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。</p> <p>27. 支持连接同品牌中央监护系统。</p> <p>28. ★监护仪使用寿命 10 年</p> <p>29. 通过 CE、FDA、CFDA 认证。</p>	台	2
2	经颅磁电刺激仪	<p>经颅磁电刺激仪采用按键式控制方式，以脑生理学、生物物理学、磁生物学和临床脑病治疗学为基础，综合重复经颅磁刺激（rTMS），电刺激理论，应用低频频谱交变电磁治疗技术研制的用于脑部疾病治疗</p>	台	1

	<p>的治疗设备。刺激仪是一款集变频脑部磁疗、仿真生物电体外刺激为一体的综合型刺激仪。</p> <p>技术参数：</p> <p>1、额定输入功率：130VA；额定电源电压：220V，频率：50Hz。</p> <p>▲2、一路磁场输出和两路肢体电刺激输出。</p> <p>3、尺寸</p> <p>3.1、主机尺寸 长 570mm，宽 620mm，高 990mm，允差±10%。</p> <p>3.2、治疗帽</p> <p>a) 大号治疗帽电磁体数量：9 个； b) 小号治疗帽电磁体数量：6 个； c) 电磁体大号：外径 80mm，厚 26mm；小号：外径 52mm，厚 22mm。 允差：±5%。</p> <p>3.3、电极片尺寸：</p> <p>a、长 107mm，宽：72mm；允差±5%； b、长 85mm，宽：55mm；允差±5%； c、长 95mm，宽：60mm；允差±5%。</p> <p>4、磁场输出性能：</p> <p>4.1、定频模式：1~6 模式可选择固定频率，依次为：5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz，允差±10%。</p> <p>4.2、变频模式：每 10s 频率自动变动一次，1~6 模式依次循环变化，时间允差：±1s。</p> <p>4.3、输出强度变化：按正弦规律变化。</p> <p>4.4、峰值磁场强度</p> <p>a) 每个电磁体磁场强度分两档输出：弱档：7mT±2mT；强档：14mT±4mT； b) 距离磁体中心 5cm 以外距离处，磁场强度小于 0.5mT。</p> <p>4.5、振动功能：振动周期 2s，允差±5%；振动持续时间 0.2s，允差±5%。</p> <p>4.6、治疗时间：20min 和 30min 两档，允差：±30s；初始默认治疗时间：20min。</p> <p>▲5、肢体电刺激</p> <p>5.1、载波频率范围：2kHz~10kHz，单一频率允差：±10%。</p> <p>5.2、载波脉冲宽度：50 μs~250 μs，允差：±10%。</p> <p>5.3、载波波形：双向方波。</p> <p>5.4、调制频率范围：0~150Hz。</p> <p>5.5、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。</p> <p>5.6、调制方式：连续、断续、变频、交替调制。</p> <p>5.7、调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差：±5%。</p> <p>5.8、输出电流：在 500 Ω 的负载下，最大可调输出电流 90mA，分 0~99 级可调，允差±10%。</p> <p>6、干扰电性能</p> <p>6.1、工作频率：4kHz，允差±10%。</p>		
--	--	--	--

		<p>6.2、调制频率：0.125Hz，允差±10%。</p> <p>6.3、差频频率：0~112Hz，允差±10%或±1Hz 取较大值。</p> <p>6.4、调幅度：0%、100%，允差±5%。</p> <p>6.5、输出电流在 500Ω 的负载下，最大可调输出电流 90mA，分 0-99 级可调，允差允差±10%。</p> <p>6.6、输出电流稳定度不大于 10%。</p> <p>7、连续工作时间：应不少于 4h。</p> <p>8、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于 10%。</p> <p>9、肢体电刺激治疗时间：根据处方不同分别为 20min 或 30min，治疗结束，有声音提示，并停止输出。</p> <p>10、有 60 个治疗处方。</p> <p>11、电极片辅助温热温度范围：40℃~55℃，分六档可调。</p> <p>▲12、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485 医疗器械质量管理体系认证。</p> <p>13、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。</p> <p>14、生产厂家具备高新技术企业证书</p> <p>15、为了避免知识产权纠纷,生产厂家通过知识产权管理体系认证</p> <p>16、产品已获得医疗器械注册证。</p> <p>适用范围： 适用于脑中风引起的神经功能缺损的辅助治疗。</p>		
3	心理拓展器材	<p>一、产品配置</p> <p>1、铝制航空箱 1 个，内径尺寸不小于 60*40*20cm，外径不小于 64*44*26cm</p> <p>2、指导手册 1 本，不小于 A4 尺寸；</p> <p>3、电子光盘 1 张（内应包含电影短片、背景音乐、趣味图片、答题类卡片电子文档等资料）。</p> <p>二、活动内容</p> <p>1、★活动主题：以多元智能理论为理论支撑进行研发。共包含 9 大智能，18 个主题，每个主题不少于 3 个活动，总活动数量不少于 54 个；道具种类不少于 34 种，总数量不少于 931 件。</p> <p>（1）★语言智能：凤凰传奇、幽默训练、宣传有道等不少于 3 个活动；</p> <p>（2）★逻辑数学智能：谁是杀手、青蛙跳水、黄金分割等不少于 3 个活动；</p> <p>（3）★空间智能：走迷宫、环环相扣等不少于 3 个活动；</p> <p>（4）★肢体动觉智能：游龙、编花篮、“蜈蚣”翻身等不少于 3 个活动；</p> <p>（5）★人际智能：五毛一块、集思广益、寻人行动等不少于 6 个活动；</p> <p>（6）★内省智能：情绪大法官、大大的梦想、当然了、我有我优势等不少于 12 个活动；</p> <p>（7）★探索智能：萤火虫满天飞、邻居一堆堆、火星人来袭、共建未来城等不少于 9 个活动；</p> <p>（8）★存在智能：家庭图腾柱、我的家庭树、与时间赛跑、早操大表态等不少于 12 个活动；</p> <p>（9）★音乐智能：歌声与欢笑、音乐的穿越之旅等不少于 3 个活动。</p> <p>二、活动道具：</p> <p>1、★活动专属类：至少包含叠叠高、毛绒玩具、法官锤、宣泄棒、</p>	台	2

		<p>打气筒、超人标牌、火星人标牌等；</p> <p>2、★辅助工具类：至少包含水彩笔、彩色丝带、安全别针、手工纸、秒表、彩色信封、一次性口罩、4开海报纸等；</p> <p>3、★素材卡片类：至少包含成长拼图、谁是杀手卡牌、萤火虫满天飞、感觉气球、自信心百宝箱、优先性矩阵模型、事务分类象限卡、方向感等。</p> <p>★拥有“团体心理辅导（活动版）指导手册”作品登记证书，需要提供资质复印件加盖公章。</p> <p>★工具箱经过中国认可国际互认检测认证，检测内容为铅，镉，汞，六价铬含量合格，可提供相关检测报告文件并加盖公章。</p>		
4	心理宣泄器材	<p>1、设备组成 人型宣泄人 A+人形宣泄人 B+宣泄球 2 个+摔打宣泄球 4 个+加强宣泄棒 2 个+毛绒宣泄棒 2 个+宣泄脸谱 4 个+涂鸦墙 2 米+惨叫鸡 1 个+宣泄壶 1 个+宣泄手套 4 副+宣泄抱枕 1 个+宣泄挂图 6 副</p> <p>2、设备详情</p> <p>（1）人形宣泄人 A</p> <p>1、材质：人体部分为厚度不少于 3.5 毫米的硅胶材质；圆筒部分为 PVC 材质，无毒环保，仿真人形设计，可更换多种表情的宣泄脸谱 尺寸：整体高度可调节范围 150—190cm，人体部分：尺寸高度 86cm，宽度 48cm；底部圆筒直径 68cm，高 40cm；</p> <p>2、重量：净重 25kg，注水后不少于 115kg，注沙后不少于 160kg。 上身侧面是一次成型，无拼接缝</p> <p>（2）人形宣泄人 B</p> <p>1、尺寸：高度 160cm</p> <p>2、重量：上部：8kg 左右，下部：5.5kg 左右</p> <p>3、颜色：蓝色</p> <p>4、形状及材质：底座为 ABS 塑料；1.加厚高密度 PU 皮 2.高弹聚酯氨发泡内胆 3.高弹珍珠棉 EPE4.内部缓冲力量层。填充物环保布条和回力棉。</p> <p>5、配重桶尺寸：直径 53cm 左右，高度 40cm 左右加轴的高度 60cm 左右</p> <p>（3）宣泄球</p> <p>①尺寸：底座：直径约 44cm，高度约 12cm 的塑胶料底座；高度：产品可调节高度 126-150cm；</p> <p>②重量：3kg；</p> <p>③材质：拳击球：橡胶球表面采用高级亚光 PU 皮；调节阀：表面采用塑料包裹根据个人情况进行高度调节；内置类似臂力器的强力反弹弹簧，不用担心断裂；底座与反弹之间使用圆形小盘固定。</p> <p>（4）摔打宣泄球</p> <p>①尺寸：完全充气状态直径 18 寸。</p> <p>②材质：采用高档加厚 pvc 材质，圆形球体加“羊角”形手柄设计，方便抓握；内部充气设计，不伤手。</p> <p>（5）毛绒宣泄棒</p> <p>①尺寸：约 35*10cm。</p> <p>②材质：面料采用优质超柔短毛绒，填充物高级 pp 棉。</p> <p>（6）宣泄脸谱</p> <p>①材质：布艺丝印，可反复洗涤不掉色</p> <p>②类型：前后两面均有表情图案，有恐惧、烦恼、惊讶等二十余种表情可供选择</p> <p>（7）涂鸦墙</p> <p>①尺寸为 120*200 cm</p>	台	2

		<p>②材质：PET 材质，无毒环保，符合国际儿童安全标准</p> <p>③厚度：0.17mm，易粘贴，持久牢固，去除不留痕迹。</p> <p>（8）宣泄手套</p> <p>①尺寸：宽约 15cm，长约 28cm。</p> <p>②材质：优质 PU 革，内部压缩海绵一次成型，有很好的透气性。</p> <p>（9）宣泄挂图</p> <p>①尺寸：40*60cm、厚度 3mm</p> <p>②材质：高档 pvc 板+银色包边，不变形、不起泡</p> <p>③使用：可钉钉子，可用双面胶黏贴，多种安装方式可选</p> <p>④样式：7 种图样可供选择</p> <p>（10）惨叫鸡</p> <p>①尺寸：9*42cm</p> <p>②材质：搪胶；</p> <p>③使用：挤压鸡的肚子会发出叫声</p> <p>（11）宣泄壶</p> <p>①尺寸：整体高度 18.5cm，最大直径 13cm</p> <p>②重量：净重 210g</p> <p>③材质：ABS 树脂材料</p> <p>④使用：颈部部分可以让手恰好牢牢抓住，瓶口的弧度刚好适合嘴型，瓶身的弧度造型也能起到隔音效果。传出的声音仅为原来的 1/3。</p> <p>（12）加强宣泄棒</p> <p>①尺寸：长 60cm（赠送打气筒一个）</p> <p>②材质：进口 PVC 材质内胆，外套蓝色绒布，充气后使用，保护性强，无损伤性高。</p> <p>（13）宣泄抱枕</p> <p>①尺寸 45*45cm</p> <p>②材质：外为棉麻材质，内为高弹 pp 棉</p> <p>★产品经过中国认可国际互认检测认证，检测内容为甲醛含量合格，可出具相关的检测报告并加盖公章。</p>		
5	智能身心训练系统	<p>一、产品配置</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 专业型音乐放松椅 1 台 2. 一体机操作台 1 套（包括电脑与操作台） 3. 智能身心反馈训练系统（单通道）1 套 4. 单通道生理传感器 1 套 5. 音乐视听资料 U 盘 1 个 6. 放松训练配套工具包 1 套：《音乐治疗导论》书籍 1 本；音乐耳机 1 个；催眠眼罩 1 个；催眠球 1 个 <p>二、详细参数</p> <p>（一）专业按摩型音乐放松椅：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 设计类型：全身包裹太空舱式设计， 2. 尺寸：侧板包装尺寸：770*510*1070mm，坐姿尺寸：980*1330*1260mm，平躺尺寸 980*1880*900mm。进门最小尺寸 65cm，电源线长 1.5M。 3. 核心功能：拥有 8 大功能，包括 3D 机械手、足底刮痧、APP 操控、长 L 型曲轨、温感热敷、零重力体感、轻松音乐。130cm 的更全面 SL 导轨，按摩从颈部到臀部。三档零重力，五档按摩幅度，足底为泰式足底刮痧，搭配 3 排滚轮，108 颗滚珠；腰部、背部、小腿、脚踝等处设有热敷区域。 <p>（二）一体机操作台 1 套</p> <p>操作台长 56 厘米，宽 52 厘米，操作台平面高度 82 厘米，加上电脑高度是 122 厘米。</p>	台	1

	<p>Windows7 系统及以上电脑，19 寸显示器，abs 材质操作台，轻便耐用，底部设万向轮，方便移动。</p> <p>(3) 单通道心电指标采集器 指夹式心率采集器，有线传输，红外透射皮肤采集，数据可直接反馈。</p> <p>(4) U 盘</p> <p>1. 容量：≥16G</p> <p>2. 内容：专业心理音乐、专业心理视频和专业心理图片</p> <p>①专业心理音乐：专业 α 脑波音乐、催眠音乐、舒缓压力、情绪唤醒、增强自信等 10 大类的音乐放松方案；</p> <p>②专业心理视频：真人演示放松教学视频、摇摆钟催眠视频、辅助催眠视频等 30 个视频文件；</p> <p>③专业心理图片：包含错觉图、不可能图形、多角度图形、自然风光等 4 类放松图片。</p> <p>(5) 单通道身心反馈训练系统</p> <p>1. 系统概况：系统至少包含生理监测、焦虑程度测试、学习中心、生物反馈训练、音乐放松、数据中心、系统设置七大核心功能。</p> <p>2. 多用户角色管理：系统支持多用户角色管理，具有严格的功能权限设定，用户可自行注册，也可以由管理员添加用户，管理员可在后台查看、删除、添加用户，并查询用户相关使用记录，并对注册用户的信息进行编辑、统一管理。</p> <p>★3. 记录用户生理数据：实时监测心率的波动曲线，动态了解测试用户的状态变化，并通过智能算法实时转化为心境平衡指数。监测结束后自动生成监测报告，报告需包含以下内容：</p> <p>①用户的基本信息；</p> <p>②心脏健康指数及协调能力评估结果；</p> <p>③RR 间期及平均心率两项生理指标的监测数据表；</p> <p>④心率变异性分析：包括 HRV 曲线图、HRV 功率谱、HRV 直方图以及 10 项生理数据记录及各数据介绍，其中包括五项时域数据：SDNN, SDSD, rMSSD, NN50, pNN50; 六项频域数据：TP, VLF, HF, LF, LF/HF;</p> <p>⑤评价与建议。</p> <p>★4. 焦虑程度测评：系统内置焦虑自评量表 (SAS)，用户通过作答选择题的方式完成相应测验后，根据用户提交的数据生成具体评估结果，内容包括：用户基本信息、测验简介、测验得分及其反应内容、测验结果分析图、测验结果解释分析与指导建议。</p> <p>5. 系统内置放松学习视频：系统内提供肌肉紧张放松训练、力气消失、美丽的草原、胸腹式呼吸法 4 个真人放松教学视频。</p> <p>★6. 场景化游戏训练：系统提供 6 个不同的场景化训练游戏，辅助用户针对自我调节能力、抵消不良情绪及自我减压放松 3 种情绪调节能力进行单项训练。训练过程中对于心境平衡指数进行实时监测，完成训练后自动生成训练报告，报告需包含以下内容：</p> <p>①用户的基本信息；</p> <p>②训练完成度、训练结果及训练过程中的放松比例分布及放松时间分布；</p> <p>③RR 间期及平均心率两项生理指标的监测数据表；</p> <p>④心率变异性分析：包括 HRV 曲线图、HRV 功率谱、HRV 直方图以及 10 项生理数据记录及各数据介绍，其中包括五项时域数据：SDNN, SDSD, rMSSD, NN50, pNN50; 六项频域数据：TP, VLF, HF, LF, LF/HF;</p> <p>⑤评价与建议。</p> <p>6. 音乐放松：系统提供“音乐放松盒”功能，系统曲库包含专业音乐、五行音乐、古典音乐、民族音乐、环境音乐 5 种类型的音乐，共 30 余首。音乐支持库内检索，同时用户可以自定义管理音乐列表，根据</p>		
--	--	--	--

		<p>自身需求删减音乐或上传本地 mp3 音乐文件。放松过程中对于心境平衡指数进行实时监测，完成放松后自动生成放松报告，报告需包含以下内容：</p> <p>①用户的基本信息；</p> <p>②放松度数据；</p> <p>③RR 间期及平均心率两项生理指标的监测数据表；</p> <p>④心率变异性分析：包括 HRV 曲线图、HRV 功率谱、HRV 直方图以及 10 项生理数据记录及各数据介绍，其中包括五项时域数据：SDNN, SDDSD, rMSSD, NN50, pNN50；六项频域数据：TP, VLF, HF, LF, LF/HF；</p> <p>⑤评价与建议。</p> <p>7. 心理训练档案管理：支持多用户档案管理，系统内档案根据训练项目自动分为：监测报告、测试报告、训练报告、放松报告四种类型，可根据时间、测试者、身心状态得分等多个维度筛选所需要的档案内容，为避免系统数据量繁多造成工作统计的不便性，系统支持导出训练记录及批量删除系统内训练记录。</p> <p>8. 生理指标采集系统：采用指夹式生理指标，有线传输，红外透射皮肤采集，精确反馈人体多项生理指标，采集终端可直观显示。</p> <p>三、制造商出具参数确认函原件并提供以下证书复印件加盖公章：</p> <p>★拥有“真人演示放松系列视频”作品登记证书，需要提供资质复印件加盖公章。</p> <p>★拥有“情绪训练游戏”作品登记证书，需要提供资质复印件加盖公章。</p> <p>★提供智能反馈训练系统软件著作权和测试报告</p> <p>★厂家通过 GB/T 45001-2020/ISO 45001：2018 职业健康安全管理体系认证，GB/T19001-2016/ISO9001：2015 质量管理体系认证，GB/T24001-2016/ISO14001：2015 环境管理体系认证，认证主要内容为”心理应用软件及辅助设备的销售“。</p>		
6	心理健康自助系统	<p>一. 产品配置</p> <p>1. 心理健康自助系统 1 套</p> <p>2. 43 寸竖屏液晶显示器一体机 1 台</p> <p>二. 详细参数</p> <p>(一) 硬件参数-液晶显示器一体机</p> <p>1. 尺寸：43 英寸液晶触摸屏幕</p> <p>2. 分辨率：2160*3840</p> <p>3. 机身尺寸：628mm*500mm*1800mm</p> <p>4. 机身材质：金属冷扎板</p> <p>5. 主机配置：内存 8GB，固态硬盘 240GB，处理器 i3</p> <p>6. 外接接口：电源接口 1 个，USB 接口 2 个，RJ45 网口 1 个</p> <p>7. 音响：双声道，立体声环绕功放系统</p> <p>(二) 软件参数</p> <p>1. 系统概况：系统包含单位概况、心理美文、心理游戏、放松减压、心语心声、心理学库、迎宾宣传展示、心理图库、心理讲堂、心理 FM、咨询留言、成果展示、心理测试、个人管理、资源管理十五个核心功能。</p> <p>★2. 多用户角色管理：系统支持多用户角色管理，提供四个级别的用户权限（游客、普通用户、管理员和超级管理员），并具有严格的功能权限设定，用户可自行注册，也可以由管理员添加用户，管理员可在后台查看、删除、添加用户，并查询用户相关使用记录，并对注册用户的用户名、性别、年龄等信息进行编辑、统一管理。</p> <p>3. 宣传与展示：系统内置单位概况、迎宾宣传展示与成果展示三个宣传模块。管理员账号可通过资源管理模块上传需要宣传与展示的图文</p>	台	1

		<p>及视频内容。其中单位概况包括单位介绍、新闻通知与咨询师简介三部分，迎宾宣传展示与成果展示支持上传图片或视频。</p> <p>4. 心理美文：系统内置情绪调节、人际交往、自我成长、心灵故事、心理科普五个主题的心理学文章，可供用户阅读。管理员账号支持后台文章管理，包括新增、删除与编辑。</p> <p>★5. 心理游戏：系统内置 16 个心理学训练游戏，从反应速度、感知能力、记忆力、逻辑策略、想象力、注意力 6 个不同方面对于用户进行游戏场景化训练。</p> <p>6. 真人教学视频指导：系统内置 4 个真人放松训练教学视频，包括肌肉紧张、力气消失、美丽草原、普通渐进。</p> <p>7. 心语心声：系统内置五个分类的放松类语音共 80 余个。管理员账号支持后台资源管理，包括新增、删除与编辑。</p> <p>8. 心理学库：系统内置多项心理学知识科普，包括 50 余名心理学家介绍、50 余个心理学经典实验介绍与分析、60 余个心理学名词解释、30 余本心理学著名书籍的简介书评与书摘、50 余个心理学相关视频。管理员账号支持后台资源管理，包括新增、删除与编辑。</p> <p>9. 心理图库：系统内置 100 余张心理学相关图像，涵盖不可能图形、错觉图片、多视图、漫画、似动图片、视觉后像与双关图片 7 大类型。管理员账号支持后台资源管理，包括新增、删除与编辑。</p> <p>10. 心理讲堂：系统内置 27 节心理学相关课程，内容包括课程简介与课程视频。</p> <p>11. 心理 FM：系统内置 19 个主题的心理引导音频，方便用户试听。</p> <p>★12. 咨询留言：用户可向咨询师留言或提问，其他用户无法查看，确保隐私保护。</p> <p>★13. 心理测试：系统内置 8 个不同主题的相关心理自测量表，用户可根据自身需求完成作答，根据用户提交的数据生成具体评估报告，内容包括测评结果与相关指导建议。用户账号可在个人管理中对于自己的评估报告进行统一管理，管理员账号有权限管理和查看全部用户评估结果。</p> <p>14. 个人中心：用户可通过个人中心完成个人资料、邮件及测试报告管理。包括删除、新增与编辑。</p> <p>★提供心理健康自助系统软件著作权和测试报告</p>		
7	电子血压计	显示方式：LCD 数字显示，测量方法：示波测定法，压力测量范围：0-300mmhg 脉率：40-200 次/分	台	5
8	血糖仪	度量单位 mmol/l，测量范围 1.1-33.3mmol/l，血容积比，30%-60%	台	5
9	移动式输液架	材质：底座生铁，滑轮 5 个不锈钢管外管 25 内管 19，升降方式：旋钮式	台	20