

- 1、全中文菜单显示，易用易懂
- 2、胰岛素种类： U -100 和 U -40 两种可选，两种浓度胰岛素可以智能换算；短效和速效可选
- 3、基础率分段： 48 段
- 4、基础率设置： 自动分配基础率、个性化设置基础率
- 5、数据库： 速效数据库、短效数据库
- 6、基础率设置范围： 常规范围 0~35 U / h
- 7、临基率设置范围：速度设置范围为基础率设置值的 0~250%，时间设置范围 0~24 小时
- 8、基础率增幅： 默认值 0.05 U (1U 等于 0.01 毫升) ,0.01U(0-0.2U)、0.05U(0.2-2U)、0.1U (大于 2U)，根据患者胰岛素用量自动切换
- 9、基础率数字和柱状图结合显示
- 10、立即输注： 快速一键注射
- 11、长餐模式： 方波输注，双波输注
- 12、大剂量向导功能： 有
- 13、有大剂量预设： 有
- 14、大剂量设置范围： 0.1~88U
- 15、大剂量增幅： 0.1U
- 16、大剂量输注速度： 可调
- 17、螺杆复位形式： 自动复位，电机驱动
- 18、最大装药量： 3.18 毫升 (318U)



- 19、剂量限制功能：每次大剂量限制、每小时基础量限制、日总量限制
- 20、保护功能：按键自动上锁、儿童锁防止误操作、医生凭密码设置、工程师凭密码设置
- 21、警示项目：蜂鸣报警（阻塞，低电量，低药量，无输注，药完）、按键声音、用餐提示、测血糖提示。
- 22、报警项目可选
- 23、堵塞剂量可调
- 24、低药量报警阈值可设
- 25、输注管路：导管针头有 5 mm 、 6mm、 7mm、 8mm 等不同长度的供选择
- 26、电池型号：7号（ AAA ）电池
- 27、回顾功能：日总量回顾、大剂量回顾、基础率回顾、螺杆复位回顾、排气回顾，均可回顾 50 条。

