

古浪县大靖镇卫生院中医馆服务能力提升项目货物参数

一、特定电磁波治疗器 5 台

- 1、电 源： a.c.220V 频 率： 50Hz
- 2、治疗器辐射板直径： $\varnothing 166\text{mm}$
- 3、额定功率： 270VA（每个辐射头）
- 4、治疗板表面温度： $340^{\circ}\text{C} \pm 10\%$
- 5、治疗头转角： 360 俯仰度： $\geq 270^{\circ}$
- 6、加热器使用寿命： 2000 小时
- 7、电磁波波谱范围： 2~25 微米
- 8、大气压力： 700hpa~1060hpa
- 9、环境温度： $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 相对湿度： $\leq 80\%$

二、按摩椅 1 台

- 1、额定功率 60W
- 2、毛重净重 50/59KG
- 3、额定电压 220V~50Hz/
- 4、产品尺寸 1410*720*1010mm/
- 5、包装尺寸 1145x740x1010mm/
- 6、智能 AI 语音声控，高清大屏触控，零重力太空舱，腰背小腿恒温加热，顶腰开背按摩，全身气囊夹捏按摩，足底滚轮刮痧按摩，腿部自由伸缩，HIFI 蓝牙音响。

三、艾灸仪 2 台

- 1、安全类型： I 类， B 型
- 2、电源： AC220V 频率： 50Hz。
- 3、额定功率： $\geq 1200\text{W}$
- 4、尺寸 540mm×350mm×1300mm，允差+100mm
- 5、显示方式： 数码管显示
- 6、治疗模式： 手动模式

手动模式：患者根据自身感受手动调节艾灸托盘的高度。

工作时间：不限

点火方式：手动点火

仪器配置：主机一台，支架 5 根，导烟管 5 根，直径 10 厘米艾灸头 5 个，电源线一根。

10、亮点功能：移动、净烟、多穴位

11、自动净烟：治疗结束后 5min，停止工作，排烟结束后无 0.3 微米及以上大小粉尘排出。

四、中频治疗仪 1 台

1、工作条件

a) 环境温度：5℃~40℃；

b) 相对湿度：30%~75%；

c) 大气压力：700hPa~1060hPa；

d) 电源/频率：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；

e) 额定输入功率：120VA。

2、安全类型：I 类 BF 型

3、载波波形：方形脉冲波，脉冲宽度均为 310us，允差±10%。

4、载波频率：1.5kHz，允差±10%。

5、治疗电流：对称超导编码电流

6、输出电流：在 500Ω 的负载电阻下，最大输出电流小于 80mA。

7、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于 10%。

8、调制频率：2kHz，允差±10%

9、调制幅度：低频调制中频的调幅度为 100%，允差±5%。

10、输出波形：共计 13 种波形，有尖波、梯形波、锯齿波、正弦波、方波、Y 轴抛物线波、X 轴抛物线波、指数波、均方根波及多种组合波型

11、输出强度：0~99 级（共 100 档可调），逐步调节

- 12、定时范围：0min~99min，步进 5min，允差±30s。
- 13、处方功能：18 个医疗专家精选处方。
- 14、治疗设置：时间选择、处方选择、强度选择
- 15、治疗处方中文显示，全程输出数据与操作信息由中文提示操作和液晶触屏显示。
- 16、治疗结束自动停止。
- 17、具备中频脉冲电导、按摩、刮痧、捏揉、锤敲、针灸、推拿、药物导入等多种功能。
- 18、热疗温度：30℃-50℃，变频控温技术，避免烫伤患者
- 19、输出通道：四通道独立输出，每路输出可单独控制时间、处方、开关和强度，4 个人可以同时使用，也可以多个部位同时进行治疗。
- 20、产品安全标准：具有双重隔离、开机保护、电极保护、短路保护、声音提示等防护功能。

五、蜡疗仪 1 台

- 1、设定温度可调：0~99℃
- 2、温度控制精度：±1℃
- 3、熔蜡量：分 30kg(初次熔蜡≤2 小时)、70kg(初次熔蜡≤3 小时)两种
- 4、自动控温装置，使蜡始终保持在 58℃-60℃之间
- 5、开机后自动工作，无需每天开关机，具有自动开关机功能
- 6、设定一周的工作参数，可长期保存
- 7、设有强制加热、停机键，可应付非常规时间治疗，无需重设参数
- 8、操作面板整洁大方，操作简单，具有过滤功能
- 9、橡胶脚轮，移动时平稳安静没有噪音，结实耐用
- 10、有水化蜡型；
- 11、具有漏电保护装置；
- 12、具有石蜡过滤装置。