

统计表

序号	产品名称	规格尺寸	单位
1	初效 G4 板式龙骨	595*490*46	套
2	初效 G4 板式龙骨	595*595*46	套
3	初效 G4 板式龙骨	595*290*46	套
4	初效 G4 板式龙骨	595*493*46	套
5	初效 G4 板式龙骨	595*289*46	套
6	初效 G4 板式龙骨	595*285*46	套
7	初效 G4 板式龙骨	560*475*46	套
8	初效 G4 板式龙骨	490*490*46	套
9	初效 G4 板式龙骨	493*391*46	套
10	初效 G5 板式龙骨	490*490*46	套
11	初效 G4 尼龙网加外框，铝框	595*595*21	套
12	初效 G4 尼龙网加外框，铝框	493*595*21	套
13	初效 G4 尼龙网加外框，铝框	289*595*21	套
14	中效 F5 袋式	493*391*500*5B	套
15	中效 F6 布袋	285*595*380*3P*21	套
16	中效 F8 布袋	592*490*381	套
17	中效 F8 布袋	490*490*381	套
18	中效 F8 布袋	592*592*381	套
19	中效 F8 布袋	592*290*381	套
20	中效 F8 布袋	595*592*381	套
21	中效 F8 布袋	490*490*381*5P*21	套
22	中效 F8 布袋	592*592*381*6P*21	套
23	中效 F8 布袋	592*592*381*8P*21	套
24	中效 F8 布袋	592*490*534*6P*21	套
25	中效 F8 布袋	560*475*230*4P*21	套
26	中效 F8 布袋	592*287*381*4P*21	套
27	中效 F8 布袋	592*490*381*5P*21	套
28	亚高效 H10	490*490*292*3v	套

29	亚高效 H10	592*287*292*4v	套
30	亚高效 H10	592*592*292*4v	套
31	高效 H14	484*484*90	套
32	高效 H14	320*320*220	套

单价（元）
200
210
160
200
160
160
205
195
180
205
205
195
150
200
160
395
370
400
360
400
380
400
480
410
320
300
395
1500

1400
1600
1000
550

产品清单

序号	产品名称	规格尺寸	单位
1	初效 G4 板式龙骨	595*490*46	套
2	初效 G4 板式龙骨	595*595*46	套
3	初效 G4 板式龙骨	595*290*46	套
4	初效 G4 板式龙骨	595*493*46	套
5	初效 G4 板式龙骨	595*289*46	套
6	初效 G4 板式龙骨	595*285*46	套
7	初效 G4 板式龙骨	560*475*46	套
8	初效 G4 板式龙骨	490*490*46	套
9	初效 G4 板式龙骨	493*391*46	套
10	初效 G5 板式龙骨	490*490*46	套
11	初效 G4 尼龙网加外框, 铝框	595*595*21	套
12	初效 G4 尼龙网加外框, 铝框	493*595*21	套
13	初效 G4 尼龙网加外框, 铝框	289*595*21	套
14	中效 F5 袋式	493*391*500*5B	套
15	中效 F6 布袋	285*595*380*3P*21	套
16	中效 F8 布袋	592*490*381	套
17	中效 F8 布袋	490*490*381	套
18	中效 F8 布袋	592*592*381	套
19	中效 F8 布袋	592*290*381	套
20	中效 F8 布袋	595*592*381	套
21	中效 F8 布袋	490*490*381*5P*21	套
22	中效 F8 布袋	592*592*381*6P*21	套
23	中效 F8 布袋	592*592*381*8P*21	套
24	中效 F8 布袋	592*490*534*6P*21	套
25	中效 F8 布袋	560*475*230*4P*21	套
26	中效 F8 布袋	592*287*381*4P*21	套

27	中效 F8 布袋	592*490*381*5P*21	套
28	亚高效 H10	490*490*292*3v	套
29	亚高效 H10	592*287*292*4v	套
30	亚高效 H10	592*592*292*4v	套