

序号	产品	数量	参数
1	吸引器	1	1. 极限负压值：18KPa $\pm$ 1.5KPa (135 $\pm$ 11mmHg) 2. 负压调节范围：2KPa $\sim$ 极限负压值 3. 抽气速率： $\geq$ 6 L/min 4. 噪声： $\leq$ 55dB(A) 5. 贮液瓶：1000mL（PC塑料） 6. 电源：AC220V 50Hz 7. 输入功率：30VA 8. 净重：2.5kg
2	神灯	10	1. 电源电压：220V 频率：50Hz 2. 安全类型：I类B型 3. 功耗：250W（每个照射头） 4. 运行方式：连续工作 5. 定时控制范围：0-60min（机械定时） 6. 工作环境温度：5-40℃ 7. 工作环境湿度： $\leq$ 80% 8. 电磁波谱：2-25 μ m 9. 支臂伸缩范围：立式： $>$ 500 10. 俯仰角：立式： $>$ 90° 11. 转角：立式：360° 12. 治疗板直径：124mm 13. 治疗板寿命：1000小时 14. 治疗器内置防倾倒开关，治疗器发生倾斜或摔倒时自动切断电源确保安全。

3	床单元消毒机	8	1. 外形：移动式 2. 外型尺寸：（L×W×H）：320×380×830（mm³） 3. 重量：26 kg 4. 臭氧浓度：>1400mg/m³（袋内浓度） 5. 臭氧产量：>5000mg/h 6. 臭氧泄漏量：<0.003mg/m³ 7. 臭氧残留量：<0.16mg/m³ 8. 噪声：<50dB(A) 9. 消毒时间：1min~99min任选，带自动保存 10. 流量：22L/min 11. 输出压力：>0.01mpa 12. 消毒床位数量：1-2床 13. 输入功率：≤248W 14. 电源：AC 220V 50Hz 15. 对自然菌杀灭对数值≥1、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、黑曲霉菌、铜绿假单胞菌杀灭对数值≥3 16. 微电脑程序控制，中文显示屏，采用进口主控制芯片，工作稳定可靠； 17. 可手动独立操作，也可一键全自动运行，轻松完成整个消毒过程； 18. 全金属外壳机身，防阻燃、低碳环保，采用医用专用静音脚轮； 19. 机身自带两个抽屉，便于放置床罩等配件； 20. 机器具备遥控器控制功能，方便快捷； 21. 采用高频陶瓷臭氧发生器，臭氧纯度高，降低物理吸附作用的影响，安全可靠、消毒能力强，消毒效果稳定； 22. 臭氧发生器具有超温监测、报警、停机保护功能； 23. 有臭氧解析装置，处理后的气体可直接排放与空气中，安全无害； 24. 具有自动抽真空功能，使臭氧能完全迅速深入棉絮中央，消毒更彻底； 25. 机器配置无油真空泵，管路使用硅胶管抗氧化、耐磨、耐寒、耐腐蚀；
4	抢救车	3	1. 规格：625x475x930mm 2. 主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重； 3. ABS底面注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃； 4. 车体左侧：除颤器平台、隐藏式副工作台、杂物盒； 5. 车体右侧：配有隐藏式伸缩输液架、网篮内分隔片，可放洗手液、剪刀、两升锐器盒、ABS双污物桶分色； 6. 车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动5米电源线； 7. 车体正面：中控锁，配置有五层抽屉、第一二层小抽面80mm，内空：424*375*68mm * 两中抽面120mm内空：424*375*110mm * 一深抽面240mm内空：424*375*220mm抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，*抽屉拉手为燕尾款式、封口插槽式表示牌、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实； 8. 车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。

5	紫外线强度分析仪	1	1. 波长范围及峰值波长：(以下两种选其一) (1) UV-420 探头：λ：(375~475)nm；$\lambda_P=420$nm (2) UV-365 探头：λ：(320~400)nm；$\lambda_P=365$nm 2. 辐照度测量范围：(0.1~199.9$\times 103$) $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 3. 紫外带外区杂光：UV420：小于 0.02% UV365：小于 0.02% 4. 相对示值误差：$\pm 8\%$ (相对与 NIM 标准) 5. 余弦特性(方向性响应)误差：$\pm 10\%$ 6. 线性误差：$\pm 1\%$ 7. 换档误差：$\pm 1\%$ 8. 短期不稳定性：$\pm 1\%$ (开机 30min 后) 9. 疲劳特性：衰减量小于 2% 10. 零值误差：满量程的$\pm 1\%$ 11. 响应时间：1 秒 12. 使用环境：温度(0~40)$^{\circ}\text{C}$，湿度$<85\%$RH 13. 尺寸和重量：160mm$\times$78mm$\times$43mm；0.2kg 14. 电源：常规使用 6F22 型 9V 积层电池一只亦可使用数据线连接 USB 接口、5V 电源适配器供电 15. 整机功耗 $<0.1\text{VA}$
6	ATP荧光检测仪	1	1. 检测精度2X10⁻¹⁸molATP 2. 检测下限$\leq 1.0\text{CFU}/\text{ml}$ 3. 检测范围0~9999RLU(相对发光单位) 4. 大肠菌群$\geq 1-106\text{CFU}$ 5. 检测时间10秒 6. 检测干扰$\pm 5\%$或$\pm 5\text{RLUs}$ 7. 本底值$\leq 2\text{RLU}$ 8. 检出模式RLU或大肠菌群筛查 9. 可设定限值个数100个以上 10. 存储大小2000个以上检测结果 11. USB接口结果可传输到PC机 12. (LYB-420C可选具有蓝牙传输功能的版本) 13. 操作温度范围5$^{\circ}\text{C}$到40$^{\circ}\text{C}$ 14. 相对湿度范围20-85%， 15. 电池锂电 16. 备用状态(20$^{\circ}\text{C}$)1个月