

采购需求及参数

科室	序号	名称	规格	备注	单位	数量
手术室	1	初效过滤器G4	287*287*46	铝框, G4子母架	套	42
	2	初效过滤器G4	287*490*46	铝框, G4子母架	套	6
	3	初效过滤器G4	592*287*46	铝框, G4子母架	套	28
	4	初效过滤器G4	592*490*46	铝框, G4子母架	套	14
	5	中效过滤器F8	287*287*381	铝框, F8无纺布	套	21
	6	中效过滤器F8	287*490*381	铝框, F8无纺布	套	3
	7	中效过滤器F8	592*287*381	铝框, F8无纺布	套	12
	8	中效过滤器F8	592*490*381	铝框, F8无纺布	套	12
	9	初效过滤器G4	490*287*46	铝框, G4子母架	套	42
	10	中效过滤器F8	490*287*381	铝框, F8无纺布	套	42
	11	亚高效过滤器H10	287*287*292	塑料框, W型	套	2
	12	亚高效过滤器H10	490*287*292	塑料框, W型	套	4
	13	高效过滤器H13	610*305*292	镀锌框, H13, V型	套	10
	14	高效过滤器H14	915*610*70	铝框, H14	套	6
	15	高效过滤器H14	530*610*70	铝框, H14	套	2
	16	高效过滤器H13	484*484*220	镀锌框, H13, 纸隔板	套	12
	17	高效过滤器H13	320*320*220	镀锌框, H13, 纸隔板	套	2
	18	初效过滤网	900*300	G4过滤	套	28
	19	初效过滤网	450*450	G4过滤	套	20
	20	室外机组防冻液	-40℃	-40℃	套	2
	21	室外机组冷媒	135kw机组	R410A	套	2
产房	1	初效过滤器G4	592*592*46	铝框, G4子母架	套	4
	2	初效过滤器G4	592*280*46	铝框, G4子母架	套	4
	3	中效过滤器F8	592*592*46	铝框, F8无纺布	套	2
	4	中效过滤器F8	592*280*46	铝框, F8无纺布	套	2
	5	高效过滤器H13	484*484*220	镀锌框, H13, 纸隔板	套	5
	6	初效过滤网	450*450	G4过滤	套	6
pcr实验室	1	初效过滤器G4	595*595*46	铝框, G4子母架	套	2
	2	初效过滤器G4	595*280*46	铝框, G4子母架	套	2
	3	中效过滤器F8	595*595*46	铝框, F8无纺布	套	1
	4	中效过滤器F8	595*280*46	铝框, F8无纺布	套	1
	5	高效过滤器H13	484*484*220	镀锌框, H13, 纸隔板	套	6
	6	初效过滤网	300*300	G4过滤	套	6
ICU	1	初效过滤器G4	595*595*46	铝框, G4子母架	套	4
	2	初效过滤器G4	595*280*46	铝框, G4子母架	套	4
	3	中效过滤器F8	595*595*46	铝框, F8无纺布	套	2
	4	中效过滤器F8	595*280*46	铝框, F8无纺布	套	2
	5	高效过滤器H13	484*484*220	镀锌框, H13, 纸隔板	套	5
	6	初效过滤网	300*250	G4过滤	套	6
血透室	1	初效过滤器G4	595*595*46	铝框, G4子母架	套	4
	2	初效过滤器G4	595*280*46	铝框, G4子母架	套	4
	3	中效过滤器F8	595*595*46	铝框, F8无纺布	套	2
	4	中效过滤器F8	595*280*46	铝框, F8无纺布	套	2
	5	高效过滤器H13	484*484*220	镀锌框, H13, 纸隔板	套	10
	6	初效过滤网	300*250	G4过滤	套	10